

OP-Bekleidung in Medidress-Sets charakterisiert sich mit Weichheit und Feinheit. Die spezielle Webart der Faden im Gewebe gibt einen hohen Komfort bei der Verwendung von der Bekleidung. Der Artikel kann bakteriostatische Stoffoberfläche haben, die Bakterienvermehrung verhindert. Die eingewirkte Kohlenstofffaser verhindert die Sammlung von elektrischen Ladungen. Die Sets bestehen aus einer Bluse und einer Hose oder einer Bluse und einem Rock. Die Bluse hat vorne eine Passe, außerdem kurze Ärmel und angenähte drei Taschen mit bunten vertikalen Verzierungen. An den Seiten des Sweatshirts sind farbig genähte Schlitzte angebracht, die die Bewegungen des Benutzers nicht einschränken. Die Hose ist gerade, mit einem Gummi am Gürtel und mit Schlaufen zur Anpassung der Taillenweite. Der Rock ist einfach (Wickelrock), mit Gürtel und Schlaufen zur Anpassung der Taillenweite.

Anwendung:

- als Bekleidung für das medizinischen Personal im OP-Block; das Erzeugnis entspricht der Norm EN 13795

Typen:

- unsteril
- aus Polyester-Gewebe: blau, grün, orange, grey
- aus Polyester- und Baumwollgewebe: blau, grün, rot

Größen und Verpackung:

- Größe: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL; Höhe: 158-164; 170-176; 182-188 - die Größe mit der Farbe der Aufhängeschlaufe in der Bluse und den Schlaufen in der Hose und im Rock identifizieren
- verpackt je 1 Set
- [Abmessungen eines Fertigerzeugnisses](#)



4



**MD**

>>