

Applikatoren sind unsterile Mehrweg-OP-Werkzeuge aus rostfreiem martensitischem Stahl, die Normenanforderungen für OP-Werkzeuge erfüllt.

Anwendung:

- als Hilfswerkzeuge bei chirurgischer Behandlung von Stressinkontinenz mit Berücksichtigung der Aufteilung auf angewendete Methoden – sie dienen zur Ausführung eines Tunnels bei der Patientin zwecks richtiger Implantation des Urologie-Bands.

Typen:

- Applikator TVT – Hilfswerkzeug bestimmt zur Anwendung in TVT-Methode (Tension-Free Vaginal Tape)
- Applikator TOT – Hilfswerkzeug bestimmt zur Anwendung in TOT-Methode (Trans Obturator Tape)
- Applikator-Set TOT besteht aus zwei Applikatoren, die Spiegelbilder voneinander darstellen, bestimmt zur Anwendung in TOT-Methode (Trans Obturator Tape)
- Applikator-Set TOT besteht aus zwei Applikatoren, die Spiegelbilder voneinander darstellen, bestimmt zur Anwendung in „outside-in“ TOT-Methode (Trans Obturator Tape)
- unsteril (Dampfsterilisierung empfohlen)

Verpackung:

- TOT- und TVT-Applikatoren verpackt je 1 Stk.
- TOT-Applikator-Set Einzelverpackung je 2 Stk.

Weitere Infos auf: www.dallop-nm.de



MD

>>