

- Außenschicht ausgeführt aus Baumwoll-Mull, chlorfrei gebleicht
- Innenschicht besteht aus zugeschnittener Saugeinlage aus Watte
- weich und saugfähig
- Verbandmullränder sind im Innen der Kompresse gesichert, kein Ausfransen
- einheitliche Struktur der Saugeinlage gewährleistet gleichmäßigen Druck auf Augapfel

Anwendung:

- zur Anwendung während und nach augenärztlichen Eingriffen

Typen:

- steril

Größen und Verpackung:

- erhältlich in Größe: 5 cm x 6 cm
- steril: verpackt je 1 Stk.

HINWEIS: Bei invasiven Eingriffen das Produkt nur in einem abgewickelten Zustand verwenden.



MD

Die sterilen Medizinprodukte sind von der benannten Stelle TÜV Nord Polska Sp. z o.o. zertifiziert und tragen die CE-Kennzeichnung mit der Nummer 2274

>>