

- ausgeführt aus Baumwoll-Mull, chlorfrei gebleicht
- Abdecktuchränder sind vor Fadenziehen gesichert
- mit einem fest angebrachten RK in dem Abdecktuch
- kann ein zusätzliches Element haben – ein Bändchen, das die Abdecktuchbefestigung außer dem OP-Feld ermöglicht
- Sterilisationsmöglichkeit der unsterilen Version

Anwendung:


- zur Absaugung von großen Mengen der Körperflüssigkeiten

Typen:

- steril und unsteril
- mit RK und mit oder ohne Bändchen
- erhältliche Schichtenzahlen: 2-, 4-, 6-, 8-Schichten

Größen und Verpackung:

- steril: verpackt je 1 Stk., 2 Stk., 3 Stk., 5 Stk., 10 Stk.
- unsteril: verpackt je 10 Stk., 20 Stk., 30 Stk., 45 Stk., 60 Stk.
- erhältlich in Größen: 30 cm x 30 cm, 30 cm x 45 cm, 45 cm x 45 cm, 45 cm x 70 cm, 50 cm x 50 cm, 75 cm x 90 cm



MD

Die Medizinprodukte sind von der benannten Stelle TÜV Nord Polska Sp. z o.o. zertifiziert und tragen die CE-Kennzeichnung mit der Nummer 2274

>>