

Die Bettwäsche ist aus reißfestem Polypropylen-Vliesstoff mit hoher Luftdurchlässigkeit hergestellt.

Anwendung:

- als Einweg-Bettwäsche in Krankenhäusern und Behandlungsräumen

Typen:

- unsteril
- Farbe: blau

Größen und Verpackung:

- [Größen und Komponente](#)
- unsteril: verpackt in Folienbeutel je 1 Set



MD

Die sterilen Medizinprodukte sind von der benannten Stelle TÜV Nord Polska Sp. z o.o. zertifiziert und tragen die CE-Kennzeichnung mit der Nummer 2274

>>