

Ausgeführt aus reißfestem SMS-Vliesstoff. Sie werden auf dem Gerät mit Hilfe von Schlaufen oder elastischem Band befestigt.

Anwendung:



- zur Sicherung von medizinischen Geräten

Typen:

- Abdeckung für C-Bogen, einteilig (A, B)
- Abdeckung für C-Bogen, zweiteilig (C)

Größen und Verpackung:

- steril (dampfsterilisiert): verpackt in Papier-Folie-Beutel je 1 Stk.



**MD**

Die sterilen Medizinprodukte sind von der benannten Stelle TÜV Nord Polska Sp. z o.o. zertifiziert und tragen die CE-Kennzeichnung mit der Nummer 2274

>>