

Angebot für Verpackungen aus Papier und Kunststoff-Verbundfolie ohne Seitenfalte zur Sterilisation. Verpackungen mit Falte sind zum Verpacken von „dickeren“ Erzeugnissen mit komplizierter Form bestimmt. Stoffe der höchsten Qualität, die zur Produktion der Verpackungen verwendet wurden, sowie validierter technologischer Herstellungsprozess gewähren den perfekten „Peel“-Effekt – eine staubfreie Verpackungsöffnung. Dadurch wird das Infektionsrisiko mit Zellulosepartikeln verringert, die sich während Öffnung von Papierverpackungen abreißen können. Chemische Indikatoren des Sterilisierungsvorgangs sind auf dem Papier im Bereich der Schweißnaht an der Laminatseite gedruckt. Das Erzeugnis entspricht den Normen EN 868-3, EN 868-5, EN ISO 11607-1, EN ISO 11607-2 und EN ISO 11140-1.

Anwendung:


- als Verpackungen für Sterilisation mit Wasserdampf (DAMPF), Ethylenoxid (EO) und Formaldehyd (FORM)

Typen:

- Beutel
- Schläuche

Größen und Verpackung:

- Beutel – Größenvielfalt: Breite von 40 mm bis 600 mm; Länge von 90 mm bis 1200 mm; verpackt je 100 Stk.
- Schläuche – Größenvielfalt: Breite von 50 mm bis 650 mm; Länge von 60 m bis 200 m; verpackt je 1 Stk.



MD

>>