

Spezial-Verpackungen, in denen das Erzeugnis einer Radiationssterilisierung unterzogen werden darf.

Anwendung:

- als Verpackungen für Radiationssterilisierung (R) und Sterilisierung mit Ethylenoxid (EO) mit Anwendung eines zusätzlichen Indikators für die jeweilige Methode

Das Erzeugnis entspricht den Normen EN 868-6, EN 868-5, EN ISO 11607-1 und EN ISO 11607-2.

Typen:

- Beutel
- Schläuche

Größen und Verpackung:

- Beutel - Größenvielfalt: Breite von 40 mm bis 600 mm; Länge von 90 mm bis 1200 mm; verpackt je 100 Stk.
- Schläuche - Größenvielfalt: Breite von 50 mm bis 650 mm; Länge von 60 m bis 200 m; verpackt je 1 Stk.



**MD**

>>