

- Elemente aus Plastik (z.B. [Nabelschnurklemme](#), Pinzetten, usw.) oder Metall in einer sterilen Verpackung
- Einweg-Symbol graviert auf allen Metallwerkzeugen
- scharfe Werkzeuge gesichert mit Hütchen, das Durchstechen der Verpackung ist unmöglich
- sterilisiert in einem validiertem Vorgang (gemäß den Normen EN ISO 17665-1 und EN ISO 11135)
- Werkzeuge dürfen nicht wieder sterilisiert werden
- [weitere Informationen finden Sie in der Broschüre](#)

Anwendung:

- zur Anwendung während operativen und ambulanten Eingriffen

Typen:

- steril
- Klemmen, Scheren, Pinzetten, Skalpellgriffe

Größen und Verpackung:

- verpackt je 1 Stk. in einer Sterilisationsverpackung; zusätzlich können auch einzelne sterile Abdecktücher in einem Spenderbox verpackt werden, um die Organisation und Lagerung von Produkten im Krankenhaus zu erleichtern



MD

Die sterilen Medizinprodukte sind von der benannten Stelle TÜV Nord Polska Sp. z o.o. zertifiziert und tragen die CE-Kennzeichnung mit der Nummer 2274

>>