

Sie dienen zur Erhaltung der Verbände am Körper – sie ersetzen traditionelle Binde, insbesondere in unbequemen oder unzugänglichen Stellen, wie Becken oder Damm.

Ärmelform erleichtert deren Einlegung – nicht unbedingt sind Bindetechniken zu kennen, um das Netz einzulegen.

8 verschiedene Größen – Umkreis jeder Größe ist an den jeweiligen Körperteil angepasst.

Elastische Struktur garantiert, dass bei guter Anpassung der Größe an den gesicherten Körperteil das Netz perfekt passen wird.

Schnelle Einlegung ist besonders wichtig beim Verbandwechsel bei Kindern.

Perfekt zur Anwendung zu Hause – man darf nicht vergessen, dass eine nicht ordnungsgemäße Einlegung von Binden den Kreislauf begrenzen kann – Einschichtkonstruktion des Netzes und 8 Größen zum Auswahl schränken dieses Risiko ein.

Anwendung:

- zur Haltung der Verbände an den Wunden
- bei Haltung der Verbände an schwer zugänglichen Körperteilen, wie Finger, Bauch, Thorax oder Kopf
- in Kinderchirurgie

Typen:

- unsteril

Größen und Verpackung:

- 1 Finger
- 2 Hand, Finger
- 3 Hand, Fuß
- 4 Unterschenkel, Knie, Arm, Fuß, Ellbogen
- 6 Kopf, Arm, Unterschenkel, Knie
- 8 Unterschenkel, Kopf, Hüften
- 10 Hüften, Bauch
- 14 Thorax, Bauch, Hüften
- erhältlich in den Längen: 1 m und 10 m (jeweils: 2,5 m, 25 m im gestreckten Zustand)
- verpackt je 1 Stk.



MD

>>