

Hergestellt aus durchsichtiger Polyethylen-Folie, die bei Apparaturüberwachung nicht stört.

Die Abdeckungen werden mit einem elastischen Band oder selbstklebenden Bändern angebracht.

Anwendung:

- zur Abdeckung von medizinischen Geräten

Typen:

- Geräteabdeckung
- Abdeckung für C-Bogen
- Mikroskop-Abdeckung
- Abdeckung für Lampengriff

Größen und Verpackung:

- Breite Auswahl an Größen und Formen
- steril (sterilisiert mit Ethylenoxid): verpackt in Papier-Folie-Beutel je 1 Stk.



**MD**

Die sterilen Medizinprodukte sind von der benannten Stelle TÜV Nord Polska Sp. z o.o. zertifiziert i tragen die CE-Kennzeichnung mit der Nummer 2274

>>