

- ausgeführt aus elastischem, widerstandsfähigem Gewebe
- beidseitig gezahnte Kanten ermöglichen die selbständigen Zerreißen in der Hand
- dank dem angewandten Klebstoff charakterisiert sich das Heftpflaster durch sehr gute Haftbarkeit
- der Klebstoff enthält in seiner Zusammensetzung das Zinkoxid, das das Risiko der Entstehung von Reizungen verhindert

## Anwendung:


- zur Erhaltung von Verbänden
- zur Befestigung von Sonden, Kathetern und größeren medizinischen Elementen

## Typen:

- unsteril

## Größen und Verpackung:

- erhältlich in der Länge von 5 m und Breiten: 1,25 cm, 2,5 cm und 5 cm
- unsteril: Verpackung hängt von der Größe ab



**MD**

>>