

- Außenschicht aus medizinischem Vliesstoff
- Innenschicht aus Zellulosepulpe
- Anwendung von Zellulosepulpe erhöht die Saugfähigkeit und dadurch wird es zu Komresse mit höchster Saugfähigkeit
- Sterilisationsmöglichkeit der unsterilen Version

Anwendung:

- als Verband für Wunden und stark blutende Verletzungen

Typen:

- steril und unsteril

Größen und Verpackung:

- erhältlich in Größen: 10 cm x 15 cm, 10 cm x 20 cm
- steril: verpackt je 1 Stk.
- unsteril: verpackt je 20 Stk.

HINWEIS: Bei invasiven Eingriffen das Produkt nur in einem abgewickelten Zustand verwenden.



Die sterilen Medizinprodukte sind von der benannten Stelle TÜV Nord Polska Sp. z o.o. zertifiziert und tragen die CE-Kennzeichnung mit der Nummer 2274

