

Die Saugschicht ermöglicht das Flüssigkeitsaufnahme aus den bei der Operation verwendeten Instrumenten, und die Folienschicht schützt vor dem Durchdringen der Flüssigkeiten auf den Tisch. Teleskop-Zusammenlegung beschleunigt die Befestigung und sichert vor zufälliger Verschmutzung und die sandgestrahlte Folie verhindert das Verrutschen des Bezuges.

Entspricht der Norm EN 13795.

Anwendung:

- zur Sicherung des Instrumententisches

Typen:

- standard
- mit dicker Folie

Größen und Verpackung:

- Größen: 145 cm x 80 cm
- steril (sterilisiert mit Ethylenoxid): verpackt in Papier-Folie-Beutel je 1 Stk.; zusätzlich können auch einzelne sterile Bezüge in einem Spenderbox verpackt werden, um die Organisation und Lagerung von Produkten im Krankenhaus zu erleichtern



MD

Die sterilen Medizinprodukte sind von der benannten Stelle TÜV Nord Polska Sp. z o.o. zertifiziert und tragen die CE-Kennzeichnung mit der Nummer 2274

>>