

„Wykonane z folii poliuretanowej zabezpieczonej papierem silikonowym.

Krawędzie folii zawierają kolorowe „podnośniki palców”, które ułatwiają nałożenie produktu na zaznaczone pole chirurgiczne.  
Z dodatkowym owinięciem papierem silikonowym.

nacięcie:

- jest elastyczny i ciasny
- nie powoduje podrażnienia skóry
- bez lateksu
- nie powoduje reakcji alergicznych
- nie cytotoksyczny
- przepuszczalna dla pary wodnej


aplikacja:

- w celu ochrony pola chirurgicznego przed penetracją mikroorganizmów

Rozmiary i opakowanie:

- sterylne (sterylizowane tlenkiem etylenu): pakowane w małe pudełko po 10 sztuk.
- Szeroka gama rozmiarów: od 20 cm x 10 cm do 90 cm x 60 cm

”



**MD**

Die sterilen Medizinprodukte sind von der benannten Stelle TÜV Nord Polska Sp. z o.o. zertifiziert und tragen die CE-Kennzeichnung mit der Nummer 2274

>>