

- Unterlage aus weißem, elastischem Vliesstoff, dank dem sich der Verband an die Kanüle und Körper des Patienten perfekt anpasst
- poröses Vliesstoff lässt der Haut frei atmen
- Kanülen-Ausschnitt erleichtert die Verband-Applikation
- Einlage mit Mikronetz sichert vor Verband-Ankleben
- zusätzliche Saugereinlage stellt eine Unterlage unter Kanülenfuß dar
- angewandter Klebstoff verursacht keine Hautreizungen
- gerundete Verbandränder verhindern vorzeitiges Abkleben vom Patientenkörper
- breite Falte des Schutzpapiers ermöglicht eine einfache Verbandapplikation auch in Handschuhen

Anwendung:

- zur Kanülenbefestigung und -schutz

Typen:

- steril

Größen und Verpackung:

- steril: verpackt je 1 Stk., und dann in Karton je 50 Stk.
- erhältlich in Größe: 5,8 cm x 8 cm, 7,2 cm x 5 cm



MD

Die sterilen Medizinprodukte sind von der benannten Stelle Superiore di Sanità zertifiziert und tragen die CE-Kennzeichnung mit der Nummer 0373

>>