

Die Hose ist aus Polypropylen-Vliesstoff hergestellt. Einfache, lose mit eingenähtem Bändern oder Schlaufe, die der Taillenanpassung dient. Im Hinterteil der Hose befindet sich eine Öffnung, welche die Untersuchungsdurchführung ermöglicht.

Anwendung:

- für Patienten zwecks Durchführung der Koloskopie

Typen:

- unsteril
- lang oder kurz (mit Klettverschluss, der die Abdeckung des intimen Körperteils des Patienten ermöglicht)
- Farbe: blau

Größen und Verpackung:

- Größen:
 - lange: universal
 - kurze: M, L, XL
- unsteril: verpackt in Folienbeutel je 10 Stk.



MD

>>