

- Außenschicht ausgeführt aus Baumwoll-Mull, chlorfrei gebleicht
- Innenschicht besteht aus Saugeinlage aus Watte
- Kugelform der Komresse verringert seine Abmessungen und erleichtert die Einführung in Körperhöhlen
- Baumwollfaden fixiert an der Komresse erleichtert ihre Beseitigung aus Körperhöhlen
- Sterilisationsmöglichkeit der unsterilen Version

Anwendung:

- zur Anwendung während gynäkologischen Eingriffen

Typen:

- steril

Größen und Verpackung:

- erhältlich in Größe: 30 cm x 30 cm
- steril: verpackt je 1 Stk.

HINWEIS: Bei invasiven Eingriffen das Produkt nur in einem abgewickelten Zustand verwenden.



MD

Die sterilen Medizinprodukte sind von der benannten Stelle TÜV Nord Polska Sp. z o.o. zertifiziert und tragen die CE-Kennzeichnung mit der Nummer 2274

>>