

- Sets von sterilen Kompressen mit unterschiedlicher Lagenzahl und Größen
- das ganze Set ist an individuelle Kundenbedürfnisse angepasst
- Kompressen-Set in einer Verpackung verringert die Abfallmenge
- die Einzelverpackung schränkt Kosten der Verpackungen für die jeweiligen Zusammensetzungselementen ein
- eine Verpackung schließt die Notwendigkeit der Öffnung mehrerer Einzelverpackungen aus und damit steigert kein Risiko der Infizierung einer sterilen Verpackung

Anwendung:

- zum Aufsaugen der Flüssigkeiten während operativen und ambulanten Eingriffen

Typen:

- steril
- Verbandmullkompressen: Fadenzahl (13-, 17-fädig), Schichten (8, 12, 16 Schichten), mit oder ohne RK
- Vlieskompressen: Grammatur (30 g/m², 40 g/m²), Schichten (4, 8, 12 Schichten), mit oder ohne RK
- auf Anfrage – in Stapeln gebunden zum einfachen Zählen

Größen und Verpackung:

- Größenkombination: 5 cm x 5 cm, 7,5 cm x 7,5 cm, 10 cm x 10 cm, 10 cm x 20 cm in einer Verpackung



MD

Die sterilen Medizinprodukte sind von der benannten Stelle TÜV Nord Polska Sp. z o.o. zertifiziert und tragen die CE-Kennzeichnung mit der Nummer 2274

>>