

- ausgeführt aus 100%-igem Baumwoll-Mull, peroxidgebleicht ohne Chlor
- keine losen Fasern auf der Kompressenoberfläche
- Kanten in der Weise gesichert, die das Herausziehen des losen Fadens verhindert
- große Feuchtigkeits- und Flüssigkeitssaugfähigkeit
- Sterilisationsmöglichkeit

Anwendung:

- zum Absorbieren von Flüssigkeiten bei ambulanten und operativen Eingriffen (steril)
- zu Hygiene- und Kosmetikzwecken (unsteril)

Typen:

- steril (dampfsterilisiert) und unsteril
- 13-, 17-fädig
- mit Faden und RK sowie ohne Faden
- gebunden oder lose gelegt
- 8-, 12-, 16-fach

Größen und Verpackung:

- unsteril: 5 cm x 5 cm, 7,5 cm x 7,5 cm, 10 cm x 10 cm verpackt in Papierbeutel je 100 Stk.
- steril: 5 cm x 5 cm, 7,5 cm x 7,5 cm, 10 cm x 10 cm verpackt in Blisterverpackung je 2 Stk., je 3 Stk., je 5 Stk.

HINWEIS: Bei invasiven Eingriffen das Produkt nur in einem abgewickelten Zustand verwenden.



Die Medizinprodukte sind von der benannten Stelle TÜV Nord Polska Sp. z o.o. zertifiziert und tragen die CE-Kennzeichnung mit der Nummer 2274

>>