

- im Innen aus Kompressenvliesstoff
- im Außen gesichert mit gewirkter Binde mit Schlaufen
- die hinter dem Kopf zusammengebundenen Schlaufen fixieren den Verband unter die Nase

## Anwendung:

- zur Flüssigkeitsaufnahme nach laryngologischen Eingriffen

## Typen:

- steril und unsteril

## Größen und Verpackung:

- erhältlich in Größen: 2,5 cm x 5 cm
- steril: verpackt je 1 Stk.
- unsteril: verpackt je 50 Stk.



**MD**

Die sterilen Medizinprodukte sind von der benannten Stelle TÜV Nord Polska Sp. z o.o. zertifiziert und tragen die CE-Kennzeichnung mit der Nummer 2274

>>