

Die Anwendung von Polsterwattebinden sichert eine perfekte Unterpolsterung unter Gipsbinde. Die Polsterwattebinde schützt die Haut vor Austrocknung wegen der Gipsschale und verringert die Gefahr der Schürfungen und Reizungen. Weich und mollig, sie liegen perfekt an die Haut und den Verband an.

Zusammen mit dem Unterzugärmel Tubula COTTON stellt sie eine perfekte, natürliche Polsterwattebinde.

Anwendung:

- Schutz die Haut vor Reizungen und gestrahlter Wärme aus der aushärtenden Gipsbinde
- Teil einer Polsterwattebinde
- zur Sicherung der Haut unter Kompressionsbandage

Typen:

- steril (dampfsterilisiert) und unsteril

Größen und Verpackung:

- unsteril in Größen: 6 cm, 10 cm, 12 cm, 15 cm, 20 cm und 25 cm und 3 m lang verpackt je 12 Stk.
- steril in Größen: 15 cm und 3 m lang verpackt je 1 Stk.



Die sterilen Medizinprodukte sind von der benannten Stelle TÜV Nord Polska Sp. z o.o. zertifiziert und tragen die CE-Kennzeichnung mit der Nummer 2274

>>