

Die Form und Größe der OP-Abdecktücher ermöglicht die Abdeckung des Patienten in einer Art und Weise, die sowohl ihm, als auch dem medizinischen Personal Sicherheit bei der Durchführung verschiedener Eingriffe gewährleistet. Die angepasste Konstruktion der Abdecktücher ermöglicht es, den Patienten schnell und effektiv abzudecken und die Grenzen des Operationsfeldes festzulegen. Um das Arbeiten noch einfacher zu machen, sind die Abdecktücher mit Piktogrammen gekennzeichnet, die die Entfaltungsrichtungen angeben.

Die OP-Abdecktücher werden aus Rohstoffen höchster Qualität hergestellt, die den Anforderungen von EN 13795 entsprechen und somit die Sicherheit bei der Verwendung gewährleisten.

Einige Beispiele:

- Angiografie-Abdecktuch
- Keiserschnitt-Abdecktuch
- Hand-/Fuß-/Extremität-Abdecktuch
- Gynäkologie-Abdecktuch
- Ophthalmologie-Abdecktuch
- Gesäbstuch für Entbindung
- Urologie-Abdecktuch

Typen:

- die OP-Abdecktücher können aus Laminat (TF, Blue Special, Blue Comfort) oder Vliesstoff (SMS) hergestellt werden
- um die Abdecktücher optimal an eine bestimmte Operation anzupassen, können sie mit zusätzlichen Elementen ausgestattet werden, einschließlich Klebebändern, Öffnungen, Ausschnitten, Flüssigkeitsauffangbeuteln, Folientaschen, elastischen Elementen, Inzisionsfolie, integrierten Beinlingen, Folienbahnen, zusätzlichen Saugschichten, Kabelordnern

Größen und Verpackung:

- große Auswahl an Größen
- steril, verpackt in einer Sterilisationsverpackung je 1 Stk.; zusätzlich können auch einzelne sterile Abdecktücher in einem Spenderbox verpackt werden, um die Organisation und Lagerung von Produkten im Krankenhaus zu erleichtern



**MD**

Die sterilen Medizinprodukte sind von der benannten Stelle TÜV Nord Polska Sp. z o.o. zertifiziert und tragen die CE-Kennzeichnung mit der Nummer 2274

>>