

OP-Hauben sind aus Polypropylen-Vliesstoff hergestellt. Sie gewährleisten hohen Arbeitskomfort dank guter Luftdurchlässigkeit.

Die Erzeugnisse sichern OP-Feld vor Verschmutzungen wie Haare, schuppender Oberhaut, Schuppen oder Staub.

Anwendung:

- im OP-Block

Typen:

- mit Bündchen, Bindebändern, Schweißband
- steril (dampfsterilisiert) und unsteril
- Farbe: blau

Größen und Verpackung:

- steril: verpackt in Blisterverpackung je 1 Stk.
- unsteril: verpackt in Schachtel je 100 Stk.



MD

Die sterilen Medizinprodukte sind von der benannten Stelle TÜV Nord Polska Sp. z o.o. zertifiziert und tragen die CE-Kennzeichnung mit der Nummer 2274

>>