

Der OP-Mantel gewährt hohen Gebrauchskomfort und stellt einen vollständigen Schutz vor schädlichen Bedingungen dar. Der Polyesterstoff, aus dem Ärmel und hintere Teile des Mantels ausgeführt sind, zeichnen sich durch gute Luftdurchlässigkeit aus. Der Vorderteil des Erzeugnisses und die Unterarme sind aus Drei-Schichten-Laminat ausgeführt, das eine gute Barriere bildet.

Anwendung:

- als Bekleidung für das medizinische Personal, verwendet bei langen, hochinvasiven medizinischen Prozeduren; das Erzeugnis entspricht der Norm EN 13795

Typen:

- unsteril
- Farbe: grün, blau

Größen und Verpackung:

- S, M, L, XL, XXL
- verpackt je 1 Stk.
- [Abmessungen eines Fertigerzeugnisses](#)



MD

Die sterilen Medizinprodukte sind von der benannten Stelle TÜV Nord Polska Sp. z o.o. zertifiziert und tragen die CE-Kennzeichnung mit der Nummer 2274. Die Konformitätsbewertung der Produkte beschränkte sich auf fabrikneue Produkte (sie umfasst nicht den Sterilisationsprozess nach dem Inverkehrbringen)

>>