

Die OP-Mäntel sind aus Polyestergewebe gefertigt und haben eine gute Luftdurchlässigkeit. Eine spezielle antistatische Ausrüstung garantiert die sichere Verwendung des Produkts durch den Bediener. Das Design des Kittels ermöglicht ein aseptisches Anlegen, und die langen Polyestermanschetten liegen eng am Handgelenk an. Außerdem verfügt die Stulpe über eine eingenähte Schlaufe zum Anlegen an den Finger, die ein Hochziehen des Ärmels verhindert, so dass der Ärmel nicht unter dem Handschuh herausrutschen kann.

Anwendung:


- als Bekleidung für das medizinische Personal, angewandt bei kurzen, nicht invasiven medizinischen Prozeduren; das Erzeugnis entspricht der Norm EN 13795

Typen:

- unsteril
- Farbe: grün, blau

Größen und Verpackung:

- S, M, L, XL, XXL
- verpackt je 1 Stk.
- [Abmessungen eines Fertigerzeugnisses](#)



Die sterilen Medizinprodukte sind von der benannten Stelle TÜV Nord Polska Sp. z o.o. zertifiziert und tragen die CE-Kennzeichnung mit der Nummer 2274. Die Konformitätsbewertung der Produkte beschränkte sich auf fabrikneue Produkte (sie umfasst nicht den Sterilisationsprozess nach dem Inverkehrbringen)

>>