

Die OP-Mäntel bestehen aus Polypropylen-Vlies und sind in den kritischen Bereichen (Vorder- und Unterarme) mit Barrirelaminat verstärkt. Sie bieten vollständigen Widerstand gegen das Eindringen von Mikroben und Flüssigkeiten. Er ist lose, breit, ermöglicht komplette Abdeckung der Chirurgensilhouette. Die Ärmel beschränkt sind mit staub- und nahtfreier Polyesterarmmanschette beendet und bedecken komplett die Handgelenke. Die Mäntel sind so entwickelt, dass sie zuerst „ins Unreine“ und dann „ins Reine“ zusammengebunden werden können.

Ein spezieller kleiner Karton, durch den die Außenbindebänder „durchgezogen“ sind, ermöglicht aseptische Mantelanziehung und Book-Folded-Zusammenlegung ermöglicht schnelle und selbstständige Mantelanziehung.

Anwendung:

- für lange Operationen mit großen Flüssigkeitsmengen

Typen:

- steril (sterilisiert mit Ethylenoxid) und unsteril
- steril mit Vlieshandtüchern
- steril mit Vlieshandtüchern und zusätzlicher Krepppapiereinwicklung
- Farbe: blau

Größen und Verpackung:

- Größen: M, L, XL, XXL
- steril: verpackt in Papier-Folie-Beutel je 1 Stk.
- unsteril: verpackt in Folienbeutel je 10 Stk.



**MD**

Die sterilen Medizinprodukte sind von der benannten Stelle TÜV Nord Polska Sp. z o.o. zertifiziert und tragen die CE-Kennzeichnung mit der Nummer 2274

>>