

Der STANDARD OP-Mäntel ist aus Polypropylen-Vliesstoff hergestellt. Der Mantel ist lose, breit, ermöglicht komplette Abdeckung der Chirurghsilhouette. Die Polyester-Ärmelumschläge sind staub- und nahtfrei sowie bedecken komplett die Handgelenke. Der Mantel hat auch innere und äußere Bänder (angebracht an einen Sonderkarton), die zuerst „ins Unreine“ und dann „ins Reine“ zusammengebunden werden können. Die besondere Book-Folded-Zusammenlegung des Mantels ermöglicht eine aseptische Anziehung.

Anwendung:

- für kurze Operationen mit wenigen Flüssigkeitsmengen

Typen:

- steril (dampfsterilisiert) und unsteril
- steril mit Vlieshandtüchern
- steril mit Vlieshandtüchern und zusätzlicher Krepppapiereinwicklung
- Farbe: blau

Größen und Verpackung:

- Größen: M, L, XL, XXL
- steril: verpackt in Papier-Folie-Beutel je 1 Stk.
- unsteril: verpackt in Folienbeutel je 10 Stk.



MD

Die sterilen Medizinprodukte sind von der benannten Stelle TÜV Nord Polska Sp. z o.o. zertifiziert und tragen die CE-Kennzeichnung mit der Nummer 2274

>>