

OP-Abdeckungen bestehen aus Abdecktücher, die die Abdeckung des Patienten mit Gewährleistung der Sicherheit dem Patienten und medizinischen Personal ermöglichen, als auch aus zusätzlichen Elementen, die bei der Durchführung verschiedener Eingriffen behilflich sind.

Einfache Konstruktion der Abdecktücher ermöglicht eine schnelle und wirksame Abdeckung des Patienten und Kennzeichnung der OP-Feld-Grenzen. Abdecktücher in den Sets sind mit Piktogrammen gekennzeichnet, die Ausfaltungsrichtung hinweisen.

Zusätzliche Elemente, die Vorbereitung der OP-Saal erleichtern oder beschleunigen sind: Bezüge (für Tischplatten, Beine, Kabel und medizinische Geräte), Beutel für Flüssigkeiten, Medizin-Fixierklebestreifen, Kabelordner, Handtücher, Inzisionsfolien und medizinische Bekleidung.


Die OP-Sets sind aus Rohstoffen aus höchster Qualität ausgeführt, sie entsprechen der Norm EN 13795 und damit gewährleisten sie dem Benutzer die Anwendungssicherheit.

Typen (einige Beispiele):

- nur in einer sterilen Version verfügbar
- Angiografie-Set
- Arthroskopie-Set ([Anlegen](#))
- Baby-Set
- Entbindung-Set ([Anlegen](#))
- Gynäkologie-Set
- Hand-Fuß-Set
- Hüftgelenk-Set
- Kardiovaskulär-Set
- Kraniotomie-Set
- Laparoskopie-Set
- Laparotomie-Set
- Ophthalmologie-Set
- Schulter-Set
- Sectio-Set ([Anlegen](#))
- Set für plastische Chirurgie
- Strumektomie-Set
- Thorakotomie-Set
- Universal-Set ([Anlegen](#))
- Urologie-Set (TUR, PCNL, URS)
- Varizen-Set
- Vertikal-Set
- Zystoskopie-Set

Verpackung:

- Sets verpackt in einer Sterilisationsverpackung und in einem [Spenderkarton](#), der die Organisation und Lagerung von Produkten im Krankenhaus erleichtert



MD

Die sterilen Medizinprodukte sind von der benannten Stelle TÜV Nord Polska Sp. z o.o. zertifiziert und tragen die CE-Kennzeichnung mit der Nummer 2274

>>