

Zwei-Zonen-Abdecktuch entsprechend der Norm EN 13795.

Die Saugschicht im mittleren Teil des Tuches nimmt Flüssigkeiten auf und die Folienschicht schützt vor dem Durchdringen der Flüssigkeiten auf den Tisch.

Verkauft getrennt oder als Bestandteil der Abdeckungssysteme (als Set-Umwicklung).

Anwendung:

- zur Sicherung des OP-Tisches, auf dem Abdecktuch- oder Werkzeugsets gelegt werden

Größen und Verpackung:

- Größen: 150 cm x 90 cm
- (sterilisiert mit Ethylenoxid): verpackt in Papier-Folie-Beutel je 1 Stk.; zusätzlich können auch einzelne sterile Tücher in einem Spenderbox verpackt werden, um die Organisation und Lagerung von Produkten im Krankenhaus zu erleichtern



**MD**

Die sterilen Medizinprodukte sind von der benannten Stelle TÜV Nord Polska Sp. z o.o. zertifiziert und tragen die CE-Kennzeichnung mit der Nummer 2274

>>