

Ausgeführt aus Vliesstoff oder Laminat, entsprechend der Norm EN 13795. Sie werden auf dem Extremität mit Hilfe eines medizinischen Klebestreifens befestigt.

Anwendung:

- zur Sicherung von Extremitäten während der Operationen

Typen:

- verpackt getrennt oder als Teil der OP-Sets
- mit oder ohne medizinischem Klebestreifen
- Rohstoff: SMS, TF oder Blue Special

Größen und Verpackung:

- steril (sterilisiert mit Ethylenoxid oder wasserdampfsterilisiert): verpackt in Papier-Folie-Beutel je 1 Stk.
- Größen: von 60 cm x 35 cm bis zu 130 cm x 140 cm



MD

Die sterilen Medizinprodukte sind von der benannten Stelle TÜV Nord Polska Sp. z o.o. zertifiziert und tragen die CE-Kennzeichnung mit der Nummer 2274

>>