

- ausgeführt aus Baumwoll-Mull und medizinischem Vliesstoff, der den Absorptionsteil der Kompresse bildet
- Verbindung von Mull und Vlies erhöht die Saugfähigkeit des Erzeugnisses
- Sterilisationsmöglichkeit der unsterilen Version

Anwendung:

- zur Absorption von Flüssigkeiten aus Patientenwunden in einer operativen und ambulanten Umgebung


Typen:

- steril und unsteril

Größen und Verpackung:

- erhältlich in Größen: 10 cm x 20 cm (gefaltet), 9 cm x 9 cm (genäht)
- 10 cm x 20 cm steril: verpackt je 1 Stk., je 2 Stk., je 4 Stk.
- 9 cm x 9 cm steril: verpackt je 1 Stk.
- 10 cm x 20 cm unsteril: verpackt je 50 Stk.

HINWEIS: Bei invasiven Eingriffen das Produkt nur in einem abgewickelten Zustand verwenden.



MD

Die sterilen Medizinprodukte sind von der benannten Stelle TÜV Nord Polska Sp. z o.o. zertifiziert und tragen die CE-Kennzeichnung mit der Nummer 2274

>>