

- ausgeführt aus Baumwoll-Mull, chlorfrei gebleicht, oder Medizin-Vliesstoff
- kleines Behandlungsmaterial mit hoher Saugfähigkeit
- die Formvielfalt ermöglicht eine präzise Anpassung des Tupfers an individuelle Bedürfnisse / Maßnahmen
- unterschiedliche Schnittgrößen ermöglichen Saugfähigkeitsanpassung an Bedürfnisse
- Sterilisationsmöglichkeit der unsterilen Version

## Anwendung:

- zum Absaugen der Körperflüssigkeiten in ambulanter und operativer Umgebung
- zur Desinfektion des OP-Feldes

## Typen:

- steril und unsteril
- mit und ohne RK
- erhältliche Formen: kugelförmig, bohnenförmig, länglich, dreieckig, erbsenförmig, hütchenförmig, Paprika, laryngologisch

## Größen und Verpackung:

- steril: verpackt je 3 Stk., 5 Stk., 10 Stk. und 2 x 3 Stk. in zwei Blisterkammern (Doppelblister)
- unsteril: verpackt je 25 Stk., 50 Stk., 100 Stk., 200 Stk., 500 Stk.
- großer Größenauswahl

**HINWEIS:** Bei invasiven Eingriffen das Produkt nur in einem abgewickelten Zustand verwenden.



**MD**

Die Medizinprodukte sind von der benannten Stelle TÜV Nord Polska Sp. z o.o. zertifiziert und tragen die CE-Kennzeichnung mit der Nummer 2274

>>