

Schnell aushärtende Gipsbinde ist unersetzbar überall, wo eine sofortige Immobilisierung notwendig ist.

- besonders ausgewählte Gipskomposition auf Gaze der höchsten Qualität ermöglicht Anlegung eines Dauerverbands mit harter Oberfläche.
- erhöhte Gipsmassemenge ermöglicht die Verwendung von wenigen Binden und damit eine schnellere Verbandanlegung
- speziell entwickelter Stamm mit Perforation lässt die Binde gleichmäßig und schnell nass werden
- erhältlich in den Farben blau und pink, was sich perfekt in Kindermedizin als Aufheiterungsmittel bewährt
- erhältlich auch in Longuetten-Form, eine 4-Schicht-Binde 10 oder 20 m lang, bestimmt zur Gestaltung von Gipsschalen und Abschnittsverstärkungen einer Gipsbinde
- Parameter: Einweichzeit ca. 5 Sekunden, Bindezeit 3-3,5 Minuten, Modellierungszeit ca. 2 Minuten
- hohe Festigkeit und schnelle Bindezeit lässt eine Belastung schon nach 15-20 Minuten zu

Sonderanwendung aufgrund kurzer Bindezeit:

- bei Eingriffen in den Operationssälen, meistens verbunden mit Einrenkung und damit Notwendigkeit der sofortigen Gipsaushärtung
- Immobilisierung von Frakturen bei Kindern (Beweglichkeit bei Kindern bedarf einer schnellen Gipsaushärtung)

Typen:

- Gipsbinden
- Longuetten

Größen und Verpackung:

- weiße Gipsbinden

3-Meter lang 6 cm, 8 cm, 10 cm, 12 cm, 15 cm, 20 cm breit

4-Meter lang 15 cm breit

verpackt je 2 Stk.

- bunte Gipsbinden

3-Meter lang 10 cm, 12 cm, 15 cm, 20 cm breit

verpackt je 2 Stk.

- Longuetten

10-Meter lang 10 cm, 15 cm breit

20-Meter lang 10 cm, 12 cm, 15 cm, 20 cm breit

verpackt je 1 Stk.



MD

>>