

Die Schwesterhaube ist aus dünnem, luftdurchlässigem Polypropylen-Vliesstoff hergestellt. Angepasster Schnitt der Hauben lässt den Kopf genau abdecken, elastisches und weiches Bündchen oder Schlaufen dienen zu Befestigung der Schwesternhaube auf dem Kopf. Sie sichern das OP-Feld vor Verschmutzungen wie Haare, schuppender Oberhaut, Schuppen oder Staub.

Anwendung:

- im OP-Block
- Als Schutzbekleidung für Besucher in dem Krankenhaus

Typen:

- Baskenmütze
- steril (dampfsterilisiert) und unsteril
- Farbe: blau

Größen und Verpackung:

- steril: verpackt in Blisterverpackung je 1 Stk.
- unsteril: verpackt in Karton je 100 Stk.



MD

Die sterilen Medizinprodukte sind von der benannten Stelle TÜV Nord Polska Sp. z o.o. zertifiziert und tragen die CE-Kennzeichnung mit der Nummer 2274

>>