

Angebot für flache Verpackungen aus Papier und Kunststoff-Verbundfolie zur Sterilisation.

Stoffe der höchsten Qualität, die zur Produktion der Verpackungen verwendet wurden, sowie validierter technologischer Herstellungsprozess gewähren den perfekten „Peel“-Effekt – eine staubfreie Verpackungsöffnung.

Dadurch wird das Infektionsrisiko mit Zellulosepartikeln verringert, die sich während Öffnung von Papierverpackungen abreißen können.

Chemische Indikatoren des Sterilisierungsvorgangs sind auf dem Papier außer dem Bereich der Schweißnaht aufgedruckt.

Verwendeter Klebstoffstreifen ermöglicht den Beutelverschluss ohne Stumpfschweißmaschine.

Das Erzeugnis entspricht den Normen EN 868-3, EN 868-5, EN ISO 11607-1, EN ISO 11607-2 und EN ISO 11140-1.

[Anleitung zum Verschließen der Beutel](#)

Anwendung:

- als Verpackungen für Sterilisation mit Wasserdampf (DAMPF) und Ethylenoxid (EO)

Typen:

- Beutel

Größen und Verpackung:

- Größenvielfalt: Breite von 40 mm bis 60 mm; Länge von 90 mm bis 1200 mm; verpackt je 100 Stk.



MD

>>