

## Ästhetische Narbenkorrektur

- dient zur Rehabilitation von überwachsenen Narben und Keloiden
- regelmäßig getragen reduziert er die Größe der Narbe und Narbenrötung
- kann zugeschnitten werden – dadurch kann er nur auf die Narbe wirken, verursacht keine Mazeration der gesunden Haut, und verbleibender Verband kann zur weiteren Behandlung gebraucht werden
- Mehrweg-Gebrauch – dank Waschmöglichkeit des Verbands genügt ein zugeschnittener Teil des Verbands durchschnittlich für 3 Wochen, was ihn sehr ökonomisch macht

## Anwendung:

- in Behandlung und Rehabilitation von überwachsenen Narben und Keloiden
- prophylaktisch bei Personen mit Tendenzen zur Bildung von überwachsenen Narben und Keloiden
- bei Polytherapie mit Kompressionsbekleidung [Codopress®](#)

## Typen:

- unsteril
- quadratische und rechteckige Form
- 2 Versionen für Brüste

## Größen und Verpackung:

- unsteril: 7 cm x 7 cm, 7 cm x 14 cm, 14 cm x 14 cm; verpackt je 1 Stk.
- auch unsteril für Brüste: Breast 1 und Breast 2, gepackt für 1 Stück



**MD**

Die sterilen Medizinprodukte sind von der benannten Stelle PCBC SA zertifiziert und tragen die CE-Kennzeichnung mit der Nummer 1434

>>