

- ausgeführt aus Baumwoll-Mull, chlorfrei gebleicht, oder Medizin-Vliesstoff,
- alle Ränder sind nach innen gewickelt, um das Fadenziehen zu verhindern
- kleines Behandlungsmaterial mit hoher Saugfähigkeit
- unterschiedliche Schnittgrößen ermöglichen Saugfähigkeitsanpassung an Bedürfnisse
- Sterilisationsmöglichkeit der unsterilen Version

Anwendung:

- zum Absaugen der Körperflüssigkeiten in ambulanter und operativer Umgebung
- zur Desinfektion des OP-Feldes

Nur in nichtausgerolltem Zustand gebrauchen.

Typen:

- steril und unsteril
- mit und ohne RK

Größen und Verpackung:

- steril: verpackt je 1 Stk., 2 Stk., 5 Stk.
- unsteril: verpackt je 68 Stk., 120 Stk., 200 Stk.
- Größen: 1 m x 1 cm, 1 m x 2 cm, 1 m x 5 cm, 2 m x 1 cm, 2 m x 2 cm, 2 m x 5 cm, 2 m x 10 cm

HINWEIS: Bei invasiven Eingriffen das Produkt nur in einem abgewickelten Zustand verwenden.



MD

Die Medizinprodukte sind von der benannten Stelle TÜV Nord Polska Sp. z o.o. zertifiziert und tragen die CE-Kennzeichnung mit der Nummer 2274

>>