

- ausgeführt aus Baumwoll-Mull, chlorfrei gebleicht, und Schlaufen
- die Schlaufen gestalten die Tamponform und erleichtern dessen Beseitigung aus dem OP-Feld
- Sterilisationsmöglichkeit der unsterilen Version

## Anwendung:

- zur Anwendung während chirurgischen und ambulanten Eingriffen zur Blutungsstillung und Aufsaugung von großen Flüssigkeitsmengen

## Typen:

- steril
- mit 1 oder 2 Schlaufen

## Größen und Verpackung:

- erhältlich in Größe: 2,5 cm x 3 cm, 2 cm x 1,5 cm, 3 cm x 2 cm, 3,5 cm x 2,5 cm, 3 cm x 4 cm, 5 cm x 5 cm
- steril: verpackt je 1 Stk.

HINWEIS: Bei invasiven Eingriffen das Produkt nur in einem abgewickelten Zustand verwenden.



**MD**

Die Medizinprodukte sind von der benannten Stelle TÜV Nord Polska Sp. z o.o. zertifiziert und tragen die CE-Kennzeichnung mit der Nummer 2274

>>