

- ausgeführt aus durchsichtigem, mikroporösem, luft- und wasserdampfdurchlässigem Träger
- ermöglicht die Beobachtung des Flüssigkeitsniveaus in den durch das Heftpflaster gesicherten Rohren, Leitungen und Kathetern
- sehr sanft für die Haut des Patienten, dank dem es sich leicht und schmerzlos ablöst
- beidseitig gezahnte Kanten ermöglichen die selbständigen Zerreißen in der Hand
- saugt Feuchtigkeit nicht auf
- der Acrylklebstoff bewirkt keine Entstehung von Reizungen

Anwendung:

- zur Erhaltung von Verbänden auf dem Gesicht und anderen empfindlichen Stellen
- zur Befestigung von Sonden, Kathetern, und anderen leichten medizinischen Elementen

Typen:

- unsteril

Größen und Verpackung:

- erhältlich in den Längen: 5 m und 9,14 m sowie Breiten: 1,25 cm, 2,5 cm und 5 cm
- unsteril: Verpackung hängt von der Größe ab



MD

>>