

Die Überschuhe sind aus Polypropylen-Vliesstoff mit erhöhter mechanischer Reißfestigkeit hergestellt.

Anwendung:

- Schutz vor Hineinbringen von Verschmutzungen auf den Schuhen in die Räume, die sauber bleiben sollen

Typen:

- mit Schlaufen, mit Bündchen
- unsteril
- Farbe: blau

Größen und Verpackung:

- unsteril: verpackt in Beutel je 100 Stk.
- steril: verpackt je 2 Stk. pro Verpackung



**MD**

Die sterilen Medizinprodukte sind von der benannten Stelle TÜV Nord Polska Sp. z o.o. zertifiziert und tragen die CE-Kennzeichnung mit der Nummer 2274

>>