

Elastische Hochqualitätsbinde mit hoher Flexibilität von mindestens 100% und universeller Anwendung. Ständige Flexibilität der Mehrwegbinde, sogar nach mehreren Waschvorgängen, sichert entsprechende Kombination von natürlichen und künstlichen Fasern.

Kreppstruktur der Binde erhöht das Anliegen der Schichten aneinander, was dem Herunterschieben des Verbands vorbeugt.

Zu jeder Binde wird eine Klammer mitgeliefert, die Befestigung erleichtert.

Anwendung:

- als Entlastungsbinde in Prophylaxe und Behandlung von Bewegungsorganverletzungen, wie Verstauchungen oder Überstretungen
- als leichte Kompressionsbinde (bei Behandlung des oberflächlichen Venensystems)
- als Fixierbinde zur Verbandfixierung

Typen:

- steril (dampfsterilisiert) und unsteril

Größen und Verpackung:

- steril: 12 cm, 15 cm; 4 m lang und 10 cm, 12 cm, 15 cm; 5 m lang, verpackt je 1 Stk.
- steril: 15 cm; 4 m lang und 15 cm; 5 m lang, verpackt je 2 Stk.
- unsteril: 8 cm, 10 cm, 12 cm, 15 cm; 4 m lang verpackt in Folie je 1 Stk.
- unsteril: 8 cm, 10 cm, 12 cm, 15 cm; 5 m lang, verpackt in Karton oder Folie je 1 Stk.

Länge nach Ausdehnung gemessen.



MD

Die sterilen Medizinprodukte sind von der benannten Stelle TÜV Nord Polska Sp. z o.o. zertifiziert und tragen die CE-Kennzeichnung mit der Nummer 2274

>>