

Verbindung von Komfort und Sicherheit.

Die Handschuhe zeichnen sich durch hohe Flexibilität und Reißfestigkeit aus.

Sie stellen eine wirksame Schutzbarriere dar, und der gerollte Manschettenrand erleichtert das Anziehen.

Ambulex -Untersuchungshandschuhe aus Latex, gepudert

- mit natürlicher Maisstärke gepudert, die die Hand von der Latexschicht isoliert
- strukturierte Fingerspitzen sorgen für besseren Halt und effiziente Instrumentenhandhabung
- beidhändig – passen für beide Hände

Die Ambulex Handschuhe sind als persönliche Schutzausrüstung (PSA) der Kategorie III klassifiziert und entsprechen der Norm EN ISO 374. Lesen Sie vor der Verwendung der Handschuhe die zusätzlichen [Informationen für Benutzer](#). Ausführliche Informationen zur chemischen Beständigkeit erhalten Sie von Ihrem medizinischen Vertriebsmitarbeiter.

Ambulex P - Untersuchungshandschuhe aus Latex, pudertfrei – besonders empfohlen für Personen mit empfindlicher Haut an der Hand, Handschuhoberfläche rau

- pudertfrei
- die mit Polymer beschichtete Fläche erleichtert das Anziehen auch auf feuchte Hände
- Handschuhoberfläche rau, ermöglicht einen sicheren Instrumentengriff
- universale Form passt auf beide Hände

Die Ambulex P Handschuhe sind als persönliche Schutzausrüstung (PSA) der Kategorie III klassifiziert und entsprechen der Norm EN ISO 374. Vor der Verwendung der Handschuhe beachten Sie bitte die zusätzlichen [Informationen für Benutzer](#). Für detaillierte Informationen zur chemischen Beständigkeit wenden Sie sich bitte an Ihren medizinischen Fachhändler.

[Ambulex P - Konformitätserklärung](#)

Anwendung:

- weit verbreiteter Einsatz im Gesundheitswesen
- Verringerung des Infektionsrisikos bei Untersuchungen und Verfahren sowie beim Kontakt mit kontaminiertem medizinischem Material

Typen:

- unsteril
- pudertfrei

Größen und Verpackung:

- S, M, L, XL in Karton je 100 Stk.



MD

>>