

Denken Sie an Menschen, die allergisch auf Latex reagieren.

Nitril-Untersuchungshandschuhe zeichnen sich durch das Fehlen von Naturkautschuklatex und eine hohe Zugfestigkeit aus.

Sie stellen eine wirksame Schutzbarriere dar, und eine Perlenmanschette ermöglicht ein effizientes und sicheres Anziehen.

Ambulex NITRYL – Nitril-Untersuchungshandschuhe, puderfrei

- puderfrei
- hohe Zugfestigkeit sowohl zu Beginn als auch am Ende der Gültigkeitsdauer
- texturierte Fingerspitzen bieten einen sicheren Griff für eine effiziente Handhabung der Instrumente bei trockenen und nassen Bedingungen
- beidhändig – für beide Hände geeignet
- verfügbare Farben: weiß, violett, schwarz (speziell für Tattoo-Studios), verlängertes weiß (eine verlängerte Stulpe ermöglicht einen besseren Schutz vor Infektionen)

Die puderfreien Nitrilhandschuhe sind als persönliche Schutzausrüstung der Kategorie III eingestuft und entsprechen der EN ISO 374. Vor dem Gebrauch der Handschuhe ist [die Gebrauchsanweisung zu beachten](#). Für detaillierte Informationen zur Chemikalienbeständigkeit wenden Sie sich bitte an Ihren medizinischen Vertriebsmitarbeiter.

Anwendung:

- weit verbreiteter Einsatz im Gesundheitswesen
- Verringerung des Infektionsrisikos bei Untersuchungen und Verfahren sowie beim Kontakt mit kontaminierten medizinischen Materialien

Typen:

- unsteril
- puderfrei

Größen und Verpackung:

- blau, violett: S, M, L, XL
- in Karton je 100 Stk.



**MD**

>>