

- 100% Baumwolle
- peroxidgebleicht ohne Chlor
- keine losen Fasern auf der Mulloberfläche
- große Feuchtigkeits- und Flüssigkeitssaugfähigkeit
- Sterilisationsmöglichkeit

Anwendung:

- zur allgemeinen Behandlung von Wunden (steril)
- zu Hygiene- und Wirtschaftszwecken (unsteril)

Typen:

- steril (dampfsterilisiert) und unsteril
- 13-, 17-fädig

Größen und Verpackung:

- in Papier verpackt, steril: 1 m²; 1/2 m²; 1/4 m²
- in Papier verpackt, unsteril: 1 m²; 1/2 m²
- zickzack-gefaltet: von 0,90 m bis 1,20 m Breite und 50 m, 100 m, 200 m Länge

HINWEIS: Bei invasiven Eingriffen das Produkt nur in einem abgewickelten Zustand verwenden.



MD

Die sterilen Medizinprodukte sind von der benannten Stelle TÜV Nord Polska Sp. z o.o. zertifiziert und tragen die CE-Kennzeichnung mit der Nummer 2274

>>