

- ausgeführt aus weißem, sanftem Vliesstoff, dank dem es bei Personen mit empfindlicher Haut angewandt werden kann
- poröser Vliesstoff ermöglicht der Haut, frei zu atmen
- beidseitig gezahnte Kanten ermöglichen die selbständigen Zerreißen in der Hand
- der Acrylklebstoff bewirkt keine Entstehung von Reizungen

## Anwendung:

- zur Erhaltung von Verbänden bei Personen mit empfindlicher Haut
- zur Befestigung von Sonden, Kathetern und größeren medizinischen Elementen bei Personen mit empfindlicher Haut

## Typen:

- unsteril

## Größen und Verpackung:

- erhältlich in den Längen: 5 m und 9,14 m sowie Breiten: 1,25 cm, 2,5 cm und 5 cm
- unsteril: Verpackung hängt von der Größe ab



**MD**

>>