

- ausgeführt aus Kompressenvliesstoff
- keine losen Fasern auf der Kompressenoberfläche
- der Vliesstoff ermöglicht das Anschneiden ohne Gefahr des Herausziehens des Fadens
- große Feuchtigkeits- und Flüssigkeitssaugfähigkeit
- sehr weich, passen sich ideal an den Körper an
- Sterilisationsmöglichkeit

Anwendung:

- zum Absorbieren von Flüssigkeiten bei ambulanten und operativen Eingriffen (steril)
- zu Hygiene- und Kosmetikzwecken (unsteril)

Typen:

- steril (dampfsterilisiert) und unsteril
- mit 30, 40 Gramm
- mit Faden und RK sowie ohne Faden
- gebunden oder lose gelegt
- 4-, 8-, 12-fach

Größen und Verpackung:

- unsteril: 5 cm x 5 cm, 7,5 cm x 7,5 cm, 10 cm x 10 cm verpackt in Papierbeutel je 100 Stk.
- steril: 5 cm x 5 cm, 7,5 cm x 7,5 cm, 10 cm x 10 cm verpackt in Blisterverpackung je 2 Stk., je 3 Stk., je 5 Stk.

Ein Sondertyp der Vlieskompressen sind Trachealkompressen:

- ausgeführt aus Kompressenvliesstoff
- „O“- oder „Y“-förmig
- sehr weich, passen sich ideal an Rohre, Drainagen, Katheter an

Anwendung:

- zur Sicherung von Trachealrohren, Kathetern und anderen Injektionsarten

Größen und Verpackung:

- steril: 5 cm x 5 cm, 7,5 cm x 7,5 cm, 10 cm x 10 cm verpackt in Blisterverpackung je 2 Stk.



MD

Die Medizinprodukte sind von der benannten Stelle TÜV Nord Polska Sp. z o.o. zertifiziert und tragen die CE-Kennzeichnung mit der Nummer 2274

>>