

- ausgeführt aus weißem, sanftem Vliesstoff, der sich an den Körper leicht anpasst
- poröser Vliesstoff ermöglicht der Haut, frei zu atmen
- das zentral gelegte Saugkissen ist mit Mikronetz gesichert, das vor Anheften des Verbands an die Wunde schützt
- der Acrylklebstoff bewirkt keine Entstehung von Reizungen
- Möglichkeit der selbständigen Anpassung der Pflastergröße an individuelle Bedürfnisse

Anwendung:

- zur Behandlung von Schürfwunden, Verletzungen und kleinen Wunden bei Personen mit empfindlicher Haut

Typen:

- unsteril

Größen und Verpackung:

- erhältlich in der Größe: 6 cm x 1 m, 8 cm x 1 m
- unsteril: verpackt je 1 Stk.



MD

>>