

Ausgeführt aus reißfestem SMS-Vliesstoff in Form eines Tunnels. Befestigt auf dem Gerät mit Schlaufen oder Bündchen.

Anwendung:

- zum Schutz von medizinischen Geräten und Gerätekabeln vor Beschädigung und Verschmutzung

Typen:

- Abdeckung für C-Bogen
- Abdeckung für Kabel
- mit Schlaufen oder Bündchen

Größen und Verpackung:

- steril (dampfsterilisiert): verpackt in Papier-Folie-Beutel je 1 Stk.
- unsteril: verpackt in Folienbeutel je 70 Stk. oder 100 Stk., abhängig von der Größe
- Größen: 120 cm x 80 cm, 150 cm x 10 cm, 200 cm x 26 cm, 200 cm x 32 cm, 250 cm x 15 cm



Die sterilen Medizinprodukte sind von der benannten Stelle TÜV Nord Polska Sp. z o.o. zertifiziert und tragen die CE-Kennzeichnung mit der Nummer 2274

>>