

- Unterlage aus weißem, elastischem Vliesstoff, dank dem sich der Verband an den Körper des Patienten perfekt anpasst und seine Bewegungen nicht beschränkt
- poröses Vliesstoff lässt der Haut frei atmen
- zentral gelegene Saugeinlage, der Teil mit Klebstoff außer der Saugeinlage hält der Verband stabil am entsprechenden Ort
- Einlage mit Mikronetz sichert vor Verband-Ankleben
- angewandter Klebstoff verursacht keine Hautreizungen
- gerundete Verbandränder verhindern vorzeitiges Abkleben vom Patientenkörper
- breite Falte des Schutzpapiers ermöglicht eine einfache Verbandapplikation auch in Handschuhen
- der Verband ist durchsichtig für Röntgenstrahlen

## Anwendung:


- zum Verbinden von Operationswunden und anderen Wunden, Verletzungen und Schürfungen

## Typen:

- steril
- Form: rechteckig, oval (Augenverband)

## Größen und Verpackung:

- steril: verpackt je 25 Stk., zu 50 Stk. und je 100 Stk. nach der Größe
- rechteckige erhältlich in Größen: 7,2 cm x 5 cm, 10 cm x 6 cm, 10 cm x 8 cm, 15 cm x 8 cm, 20 cm x 10 cm, 25 cm x 10 cm, 30 cm x 10 cm, 35 cm x 10 cm
- ovale erhältlich in Größe: 6,5 cm x 9,5 cm



**MD**

Die sterilen Medizinprodukte sind von der benannten Stelle Superiore di Sanità zertifiziert und tragen die CE-Kennzeichnung mit der Nummer 0373

>>